

# ERAZER DES +

## DÉSINFECTANT INSECTICIDE, BACTÉRICIDE, VIRUCIDE, FONGICIDE ET ACARICIDE.

### PROPRIÉTÉS

ERAZER DES + est un désinfectant insecticide 2 en 1, ayant pour cibles les microorganismes, insectes, arachnides et acariens. Sa composition permet une action puissante et rapide, ainsi qu'une rémanence de 6 semaines.

ERAZER DES + est utilisé pour la désinfection et la désinsectisation de tout type de bâtiment d'élevage. Il est recommandé pour désinfecter et désinsectiser les sols, les murs et les outils. L'utilisation combinée du DDAC, un ammonium quaternaire de quatrième génération, et le glutaraldéhyde, un puissant virucide, permet une désinfection efficace d'une grande variété de microorganismes. Enfin, la cyperméthrine et le géranol sont des insecticides qui renforcent la formule éliminant tout type d'insectes et d'acariens.

ERAZER DES + est un désinfectant insecticide à large spectre qui élimine :

Microorganismes	Bactéries Gram+, Gram-, virus, spores, champignons
Insectes	Mouches, ténébrions, moustiques, puces, cafards, etc.
Arachnides / acariens	Poux, poux rouges, araignées, etc

Sa composition a un effet 2 en 1, en une seule application :

- 1 - DÉSINFECTION
- 2 - DÉSINSECTISATION

### MODE D'EMPLOI

Avant toute application, nettoyer la surface. ERAZER DES + doit être dissous dans l'eau.

Pulvérisation / Canon à mousse	Nébulisation	Thermo-nébulisation
Préventif : 5 mL dans 1L d'eau Intense : 10 mL dans 1L d'eau	70mL dans 700mL d'eau pour traiter 1000m <sup>3</sup>	100mL dans 1L d'eau pour traiter 1000m <sup>3</sup>
Dilution : 0,5% à 1%. Appliquer jusqu'à ce que la surface traitée soit mouillée. Prévoir 0,3L de solution/m <sup>2</sup>		
Laisser le produit agir au moins 15 minutes.		

Éviter de travailler dans le nuage de pulvérisation. Effectuer le traitement en l'absence de tiers et d'animaux. Bien ventiler la zone traitée. Eviter d'accéder et revenir dans cette zone entre temps.



### BIOSECURITY

#### DESINFECTION / DESINSECTISATION

DESINFECTION ET DESINSECTISATION DE SURFACES ET BÂTIMENTS

#### MATIÈRES ACTIVES

GLUTARALDEHYDE (CAS 111-30-8) 15% M/M  
CDDA (CAS 7173-51-5) 10% M/M  
CYPERMETHRINE (CAS 52315-07-8) 10% M/M  
GERANIOL (CAS 106-24-1) 0,1 % M/M

#### UTILISATION

PROFESSIONNELLE

REF : HY-GLT-25001

ERAZER DES + 1L

REF : HY-GLT-25002

ERAZER DES + 5L

REF : HY-GLT-25003

ERAZER DES + 10L

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Conserver dans le contenant d'origine. Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri du gel. Stockage : 15 °C. Durée de conservation : 36 mois.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. L'étiquette et la fiche de données de sécurité sont consultables pour obtenir des informations sur l'utilisation, la manipulation et le transport du produit en toute sécurité.



## BIOSECURITY

### DESINFECTION / DESINSECTISATION

DESINFECTION ET DESINSECTISATION DE SURFACES ET BÂTIMENTS

### MATIÈRES ACTIVES

GLUTARALDEHYDE  
(CAS 111-30-8) 15% M/M  
CDDA  
(CAS 7173-51-5) 10% M/M  
CYPERMETHRINE  
(CAS 52315-07-8) 10% M/M  
GERANIOL  
(CAS 106-24-1) 0,1 % M/M

### UTILISATION

PROFESSIONNELLE

REF : HY-GLT-25001

ERAZER DES + 1L

REF : HY-GLT-25002

ERAZER DES + 5L

REF : HY-GLT-25003

ERAZER DES + 10L